

# MovingStar 101



# Alle Vorteile im Überblick

- Das leichteste faltbare Elektromobil
- Leistungsstarker Antrieb
- Hohe Reichweite
- Erlaubt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Austauschbarer Lithium-Akku
- Bequeme Armlehnen
- Hochwertige Bereifung
- Abnehmbares Sitzpolster zur einfachen Reinigung
- Akku IATA-geprüft, für die Mitnahme im Flugzeug geeignet
- Verstellbare Anti-Kipp-Räder
- Weiteres Zubehör im Onlineshop

## In Sekunden geklappt und leicht zu transportieren

Technische Daten: MovingStar 101

<b>B/H/L</b>	62 × 91,5 × 78,5 cm
<b>Maße geklappt</b>	62 × 96 × 28 cm
<b>Sitz B/H/T</b>	44 × 51 × 30 cm
<b>Maß zwischen den Armlehnen</b>	49,5 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	42 cm
<b>Farben</b>	● ● ●
<b>Gewicht</b>	19,5 kg o.B.
<b>Max. Benutzergewicht</b>	115 kg
<b>Wenderadius</b>	Auf der Stelle
<b>Reichweite</b>	15 km
<b>Steigung</b>	10 %
<b>Motor</b>	2 bürstenlose Gleichstrommotoren 24V, 2x 200W, (10,5 AH)
<b>Batterie</b>	1 Batterie, 24V, 10,5AH, 250 Wattstunden, Lithium-Ionen (1,8 kg)

Besonderheiten

### Bedienung mit Joystick

Automatische Feststellbremse  
Bewegliche Fußstütze

